

更新特典

スクール招待券
プレゼント

※参加期限は更新後1年

2025年10月14日に
Windows10 サポートが終了します！



日立ハイテクサイエンス製 熱分析装置をご使用のお客様へ

PCステーション更新キャンペーン

キャンペーン期間:2025年3月納品分まで

サポート終了以降使用し続けるとどうなる？

最新バージョンのソフトが
使用出来なくなる



セキュリティリスクの上昇



OSに関するサポートが
受けられなくなる



PCステーション更新の
メリット



- ・装置更新の際、本ステーションが利用可能！
- ・TA7000シリーズのモジュールも制御可能！
- ・標準解析ソフトがライセンスフリー！
- ・ガイダンス機能が豊富で初心者でも簡単に操作可能！

ご提供価格

○ TA7000からSoftware for NEXTA®(Windows11)へ更新の場合

品名	価格
PCステーション(タッチパネルモニター)	¥880,000 ~
PCステーション(タッチパネルモニター非対応)	¥830,000 ~

○ Software for NEXTA®(Windows10)からSoftware for NEXTA®(Windows11)へ更新の場合

品名	価格
PCステーション(タッチパネルモニター)	¥580,000 ~
PCステーション(タッチパネルモニター非対応)	¥530,000 ~

※表示価格に消費税は含まれておりません。
※据付をご希望の場合は、別途据付費用がかかります。



おすすめ

点検と同時にご依頼いただくと、ステーション据付費用がかかりません。

日立ハイテクサイエンスでは年に1度の定期点検を推奨しています。
この機会に点検もご検討ください。

点検内容については裏面をご参照下さい >>>

■ お問い合わせはこちら

株式会社 日立ハイテクサイエンス

サービスソリューション本部

分析サービス部 TAサービス担当

〒104-0041 東京都中央区新富二丁目 15番 5号 RBM築地ビル

[https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/support/analytical-systems/](https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/support/analytical-systems/after-sales-service/)

[after-sales-service/](https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/support/analytical-systems/after-sales-service/)

※"NEXTA"は(株)日立ハイテクサイエンスの日本およびその他の国における登録商標です。

※"WINDOWS"は米国Microsoft社の日本およびその他の国における登録商標です。

※フリーコールスーパーのロゴはソフトバンク株式会社の日本における登録商標です。

制御システム更新
専用ページ



0120-513-522

受付時間(平日): 9:00~12:00、13:00~17:30

FAX

03-3523-1185

E-mail

hhs-el.ta.fy@hitachi-hightech.com

熱分析・粘弾性装置

定期点検のご案内



一つでも
当てはまる場合は、
✓ 定期点検
を行う目安です。

半年以上温度校正していない ✓

センサーが汚れてきて、測定結果が正常なのか不安 ✓

加熱炉の開閉駆動の動きが悪くなってきた ✓




オートサンブラが稼動する時に異音がある ✓

バリデーションの点検をする必要がある ✓

近年使用していないので、正常に動作するか不安 ✓

重要!

このような現象が出ていませんか。✓



日立ハイテクサイエンスの熱分析装置は、**1年に1回**の点検を推奨しています。

メリット
1

故障を未然に防ぐ

メリット
2

装置の状態把握

メリット
3

正確な測定結果提供

点検内容

定期点検料金

装置 1 台
¥130,000 ~

+

プラス 1 台につき、¥40,000 ~

+

オプション調整: ¥30,000~/台
追加校正: ¥30,000~

※出張費、諸経費が別途かかります。
※仕様により価格が異なります。

点検項目

電源部

加熱炉・センサー部

オートサンブラ部

PCステーション

校正

交換推奨部品

	部品名	交換推奨年数*
DSC	オートサンブラ駆動部	3年
	センサー炉体部	3年~5年
	炉体部断熱材	3年
STA (TG/DTA)	オートサンブラ駆動部	3年
	加熱炉駆動部配線	5年
	加熱炉	3年~5年
	天秤ビーム	3年
	LEDランプ	5年

※部品の保証期間ではございません。
お客様の使用条件、測定サンプル、設置環境等によって異なる可能性がございます。

検査証明書

ISO監査時などにメーカー点検を受けている証明としてお使いいただける検査証明書も発行可能です。



定期点検 検査証明書
¥30,000(1台)

※複数台同時点検の2台目以降は1台につき5,000円
※但し、粘弾性装置(DMA及びDMS)は検査証明書を発行していません。

●予告なしに価格を改定する場合があります。
●表示価格に消費税は含まれておりません。

対象装置: TA7000 シリーズ、NEXTA® シリーズ